



เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์ Analytical Balance

UP Series

เครื่องชั่งวิเคราะห์ความละเอียดสูง เหมาะสำหรับใช้งานในห้องแล็บ หรืองานที่ต้อง
ดูความละเอียดสูง 2 - 3 ตำแหน่ง พิเศษใช้ โหลดเซลล์ unibloc ช่วยเพิ่มความแม่นยำสูงและยืด
อายุการใช้งาน แสดงค่าประมวลได้เร็วภายใน 1 - 2 วินาที รวมทั้งมี RS232 สำหรับเชื่อมต่อเข้า
คอมพิวเตอร์ , ปริ้นเตอร์ , ระบบ PLC หรือ ระบบ lab solution ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี



- แสดงค่าประมวลผลได้เร็วขึ้นภายใน 1 วินาที

- ใช้เทคโนโลยีโหลดเซลล์ unibloc ช่วยเพิ่มความแม่นยำและยืดอายุการใช้งาน

UP6202Y



UP1023Y



มีที่บังใต้จานชั่งเพื่อกันลม เพื่อไม่ให้เกิดป้อนน้ำหนัก



SHIMADZU
Excellence in Science

เครื่องชั่งเชิงวิเคราะห์

Analytical Balance

UP Series

ลักษณะเด่น

- มีโหมดสวนผสม
- พอร์ต RS 232 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือปริ้นเตอร์ได้
- มีโหมด เปรียบเทียบน้ำหนัก HO-LO-GO
- มีโหมดนับชิ้นงาน
- สามารถบวกสะสมน้ำหนักได้
- สามารถหักค่าภาชนะ (Pre -Tare, Tare)
- ใช้เทคโนโลยีแบบ UniBloc

Option Printer (แบบปริ้นต่อเนื่อง)

- ยี่ห้อ Tiger รุ่น TP-01 (พิมพ์แบบ Dot Matrix)

Date: 18-05-2015

Time: 11:10:52

01 25.000kg

02 50.000kg

03 75.000kg

.....<RESULT>.....

total 150.000kg

Shimadzu Corporation
Model: AUW120D
S/N: D684297070
ID: 61100
Date: 2013-10-01
Time: 16:37:09
Sample No. 0000000247

Tare: 10.001 mg
Gross: 10.002 mg
Net: 0.001 mg

End Time: 16:37:10

Signature: _____



หัวข้อ	รายละเอียด	
รุ่น	UP1023Y	UP6202Y
พิกัด	1020 g	6200 g
อ่านละเอียด	0.001 g	0.01 g
Linearity	± 0.003 g	± 0.02 g
Repeatability	≤ 0.001 g	≤ 0.01 g
Pan Size	108 × 105 มม.	170 × 180 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง	2.7 kg	2.9 kg
ฝาครอบ	มี	ไม่มี
จอแสดงผล	LCD Backlight	
Calibration	External calibration	
หน่วย	g , mg , ct , oz , Pcs	
อุณหภูมิ	10°C ~ 30°C	
กระแสไฟฟ้า	DC, 10 to 15.5 V, 500 mA	

Option Printer (แบบกระดาษสติ๊กเกอร์)

- ยี่ห้อ Tiger รุ่น TPL-01 (พิมพ์ได้ทั้งระบบ Direct thermal และ Thermal transfer)
- Format สามารถออกแบบได้อย่างอิสระ

18-05-2015 11:10:52
N.W: 25.000kg
T.W: 0.000kg
G.W: 25.000kg



ตัวแทนจำหน่าย



SHIMADZU
Excellence in Science